

Trước khi sử dụng

Bước 1: Loại bỏ lông trên da bằng dao cạo hoặc wax

Lưu ý: Nếu chọn phương pháp wax, chờ 24h trước khi sử dụng máy để da phục hồi

Không sử dụng kem tẩy lông hoặc chất hoá học có thể gây kích ứng

Bước 2: Kiểm tra da

Chọn vùng da bạn muốn triệt, mở máy và bắt đầu triệt theo cấp độ từ 1-5. Làm tương tự với những vùng da khác. Sau khi triệt, chờ 2 tiếng và kiểm tra xem có phản ứng gì không. Nếu có, chọn mức cao nhất mà không gây kích ứng cho lần sử dụng sau. Việc kiểm tra da nên được thực hiện trên các bề mặt da bạn muốn triệt

Khi sử dụng

Bước 3: lau nhẹ cửa sổ phát tia sáng

Bước 4: Cắm dây điện 1 đầu vào thiết bị, đầu kia vào ổ cắm điện

Bước 5: Nhấn giữ nút nguồn 2 giây để mở máy. Tăng mức độ xung theo kết quả của lần kiểm tra da.

- Có 2 chế độ:

Stamp Flash Mode (mặc định): (phù hợp vùng nhỏ như bikini và vùng dưới tay): Nhấn thả nút Operation để phát từng xung

Slide Flash Mode (phù hợp vùng da rộng như tay chân): nhấn giữ nút Operation 3 giây cho đến khi icon chế độ sáng lên, máy sẽ tự luôn ở trạng thái phát xung mà không cần nhấn thả nút liên tục như Stamp Flash Mode.

Lưu ý: Muốn quay lại chế độ Stamp Flash Mode, nhấn nút Operation

Bước 6: Đeo kiếng đi kèm để bảo vệ mắt

Bước 7: Đặt máy 1 góc 90 độ (vuông) so với bề mặt da

Bước 8: Bấm nút Operation để bắt đầu phát xung, làm lần lượt trên vùng cần triệt

Bước 9: Sau khi triệt xong, bấm giữ nút nguồn để tắt thiết bị

Lưu ý: Sẽ có 10 giây đếm ngược trước khi quạt không khí tắt hẳn

Thiết bị sẽ tự động tắt sau 5 phút không sử dụng để đảm bảo an toàn

Quy trình triệt khuyến khích: chu kỳ từ 7-9 lần

Thời gian mỗi lần điều trị khoảng 15-30 phút. Trong 3 tuần đầu, nên sử dụng mỗi tuần 1 lần. Sau đó, cách 2 tuần triệt 1 lần, thêm khoảng 4 đến 6 lần. Tùy cơ địa mỗi người, quá trình triệt có thể kéo dài 7-9 tuần hoặc hơn. Trong quá trình điều trị lông sẽ thưa mỏng dần sau mỗi lần triệt, tốc độ mọc lại cũng chậm hơn cho đến khi không còn thấy rõ các sợi lông là chúng ta đã hoàn tất quá trình điều trị rồi.