



Hướng dẫn sử dụng

Hawo Chika

BÀN CHẢI ĐIỆN

ETH-002



FASHION

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho lần tham khảo sau.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Tên sản phẩm:	Bàn chải đánh răng điện Hawonkoo
Model:	ETH-002-PK/ETH-002-WH
Tần số rung:	25000-48000 xung động/phút
Điện tử:	2.0
Thông số đầu vào:	DC 5 V/300-500 mA
Công suất:	2 W
Sạc:	12-16 giờ
Pin:	Pin Lithium/DC3,7 V - 2000mAh
Thời gian làm việc:	Khoảng 180 ngày (4 phút/ngày)
Tiêu chuẩn chống nước:	IPX8

DANH SÁCH SẢN PHẨM	
Thân chính:	Bàn chải đánh răng làm trắng 5 chế độ chải và 3 mức cường độ.
Phụ kiện đi kèm:	2 đầu bàn chải sợi Dupont 2 nắp đầu bàn chải 1 đế sạc không dây 1 hộp đựng mang đi du lịch 1 sách hướng dẫn sử dụng

CẢNH BÁO

- Không đặt bộ sạc phía trên hoặc gần nguồn nước. Ví dụ như bồn tắm, hồ bơi, v.v.
- Bản thân người dùng không nên tự thay pin.

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG

THÔNG BÁO CHUNG

- Bàn chải đánh răng này không dành cho người sử dụng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng cảm giác hoặc tâm thần về thể chất.
- Trẻ em từ 3-10 tuổi phải được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của trẻ giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Nó không được khuyến khích sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi.
- Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng cá nhân. Nó không dành cho nhiều bệnh nhân sử dụng tại phòng khám nha khoa.
- Thiết bị này chỉ dùng để làm sạch răng, nướu và lưỡi.
- Chỉ báo sạc có thể không hoạt động ngay lập tức nếu pin đã xả hết. Nó sẽ bật lại sau 6-10 phút.
- Việc cảm thấy hơi nóng truyền qua tay cầm trong quá trình sạc là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu nó trở nên quá nóng, hãy tắt nguồn.
- Bảo quản thiết bị này tránh ánh nắng trực tiếp ở nhiệt độ 46°F/7°C - 105°F/40°C.
- Không để bề mặt của thiết bị này tiếp xúc với một số chất nhất định (gel, dầu, xà phòng, v.v.) để kéo dài tuổi thọ và tránh ăn mòn.
- Việc thải bỏ thiết bị và pin tích hợp của thiết bị phải tuân thủ quy định tại địa phương của bạn.

CẢNH BÁO Y TẾ

- Việc người dùng lần đầu gặp phải hiện tượng chảy máu nhẹ và khó chịu trong tuần đầu tiên sử dụng là điều bình thường. Nếu chảy máu hoặc khó chịu tiếp tục xảy ra sau 1 tuần sử dụng, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với chuyên gia nha khoa của bạn.
- Nếu bạn đã phẫu thuật miệng hoặc nướu trong 2 tháng trước/cấy ghép răng giả, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia nha khoa trước khi sử dụng.
- Sẵn sàng nhận lời khuyên liên quan nếu bạn vẫn còn những lo ngại về y tế khác.

HƯỚNG DẪN SẠC
- Nếu đèn báo sạc nhấp nháy thì cần phải sạc. - Cắm cáp sạc vào bất kỳ ổ cắm USB nào; đặt bàn chải đánh răng lên đế sạc và bắt đầu sạc, đèn báo sẽ sáng lên. Nó tiếp tục sạc và khi 5 đèn sạc sáng tức là đã sạc đầy. - Sau khi sạc đầy, bàn chải đánh răng có thể được sử dụng lên đến 180 ngày.

CHẾ ĐỘ TẮT NGUỒN
- Bấm vào phím bật/tắt, bàn chải đánh răng sẽ hoạt động ở chế độ tắt máy lần cuối. - Để chọn chế độ, cần nhấn liên tục công tắc nguồn, bạn sẽ có 5 giây giữa các chế độ để chọn chế độ bạn thích, sau thời gian đó để thay đổi chế độ, bạn sẽ cần nhấn nút nguồn/chế độ để tắt rồi bật lại và nhấn lại nút trong khoảng thời gian 5 giây. - Để tắt bàn chải đánh răng bất cứ lúc nào, vui lòng nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây.

BẮT ĐẦU		
	Lắp đầu bàn chải vào trục truyền động sao cho phải có một khe hở nhất định ở giữa để đảm bảo độ rung bình thường.	Đặt lồng bàn chải vào rãnh một góc 45 độ so với đường viền nướu.
	Làm ướt lồng bàn chải và thoa một lượng kem đánh răng nhất định.	Di chuyển lồng bàn chải từ từ theo chuyển động tròn. Không chà răng mà hãy ấn nhẹ để máy đánh răng giúp bạn.
	Đặt bàn chải vào miệng trước khi bắt đầu chải răng để tránh văng kem đánh răng. Sau đó nhấn lại nút nguồn để chọn chế độ cần thiết.	Súc miệng sau khi đánh răng.

KIỂM SOÁT CƯỜNG ĐỘ THỜI GIAN CHẢI	
	Bộ hẹn giờ có khoảng thời gian 30 giây để nha sĩ khuyến nghị đánh răng đầy đủ trong 2 phút. Có một khoảng dừng ngắn sau mỗi khoảng thời gian nhắc nhở bạn chuyển sang khu vực khác.
5 chế độ làm sạch. 3 mức cường độ: nhẹ-mạnh-mạnh hơn. Để chọn tốc độ rung, nhấn nút cường độ rung nhiều lần để đặt tốc độ mong muốn.	

CHỨC NĂNG	
	Hẹn giờ 2 phút
	Thời gian chờ 180 ngày
	IPX8 không thấm nước
	Điện tích cảm ứng
	5 chế độ làm sạch X3 mức cường độ = 15 mức để lựa chọn
	Sợi lông Dupont chính hãng

CÁC HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN	
	Làm sạch đầu bàn chải Rửa sạch để loại bỏ cặn sau mỗi lần đánh răng và để khô trong không khí. KHÔNG chà xát lông để tránh biến dạng.
	Làm sạch tay cầm Rửa sạch để loại bỏ cặn sau mỗi lần đánh răng. Không ngâm bàn chải đánh răng vào nước trong thời gian dài. Không làm sạch bàn chải đánh răng bằng nước có nhiệt độ cao hơn 40 độ C hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn.
	Thay đầu bàn chải Chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải 3 tháng một lần để có kết quả đánh răng tốt nhất. Đồng thời thay đầu bàn chải khi lông bàn chải cong ra ngoài.

TÀI CHẾ
- Vui lòng không thải bỏ vào rác thải sinh hoạt thông thường khi sản phẩm đã hết tuổi thọ. - Vui lòng gửi sản phẩm này đến trạm tái chế được chỉ định của chính phủ, điều này sẽ góp phần bảo vệ môi trường.

XỬ LÝ SỰ CỐ		
Sự cố	Nguyên nhân	Các giải pháp
Độ rung yếu đi	1.Lồng bàn chải bị áp quá mạnh 2.Đầu bàn chải được cố định quá chặt	1.KHÔNG nhấn lồng với lực quá mạnh. 2.Kết nối lại đầu bàn chải với trục truyền động và đảm bảo nó được cố định với một khoảng cách nhất định giữa.
Bàn chải đánh răng chỉ có thể chạy trong một thời gian ngắn.	1.Bàn chải đánh răng đã không được sử dụng trong hơn 6 tháng 2.Sạc không đúng cách 3.Thời gian sạc không đủ	1.Đảm bảo bàn chải đánh răng được đặt thẳng đứng trên đế sạc và chốt sạc đã được lắp vào 2.Cắm sạc
Bàn chải đánh răng không chạy	1.Lỗi có học bên trong 2.Pin đã gần hết tuổi thọ	Liên hệ với đội kỹ của bạn để kiểm tra thêm



Xem thông tin chi tiết tại:

☎ 1900 232396 ☎ hawonkoo.com.vn

By BTP